

YOSHINO

Eco Stone

エコストーン

歯科用硬質石膏

Ecology & Economy



用途

総義歯・局部床義歯・インレー・
クラウンブリッジ等および矯正用の模型製作

包装形態

1.8kg(3kgパック×6)

色調

イエロー

物理的性質

項目	数値
混水比(水/粉)	0.24
硬化時間	11分
線硬化膨張(2時間後)	0.20%
圧縮強さ(1時間後)	4.9MPa

届出番号: 13B2X10233000026

一般医療機器 歯科材料 8 歯科用石膏及び石膏製品 JMDN70897020 歯科用硬質石膏こう



吉野石膏販売株式会社