

# YOSHINO

## 模型用焼石膏 グレード・1

### Normal 余裕の青



純白の模型づくり

### Fast 速硬の赤



一般医療機器

歯科材料8

歯科用石膏及び石膏製品

JMDN70897010

歯科用焼石膏

#### 【用途】

歯科模型製作・埋没重合用

#### 【包装形態】

20kg紙袋

#### 【物理的性質】

試験方法: JIS T6604

項目	Normal	Fast
混水比(水/粉)	0.5	0.5
硬化時間(見掛け)	15分	9分
硬化膨張率(2時間後)	0.20%	0.20%
ぬれ圧縮強さ(1時間後)	14MPa	14MPa

届出番号: 13B2X10233000032

■販売店

■製造販売元



### 吉野石膏株式会社

〒123-0872 東京都足立区江北2丁目1番1号

■販売元



### 吉野石膏販売株式会社

本社: 〒170-0002 東京都豊島区巢鴨1丁目8番3号

TEL.03-3944-6571 FAX.03-3944-6577

大阪営業所: 〒538-0052 大阪府大阪市鶴見区横堤4丁目20番34号

TEL.06-6915-1250 FAX.06-6915-1255

福岡営業所: 〒815-0004 福岡県福岡市南区高木1丁目14番8号 (S・U 高木ビルA号)

TEL.092-437-2112 FAX.092-437-2113

<https://yoshino-gypsum-sales.com>

2016.10-1000