

歯科用硬質石膏

SetUp Stone

セットアップストーン

咬合器装着に最適化

硬化膨張率が0.0 **7** %と極めて低く、
インサイザルピンの浮き上がりがありません。

硬化時間が **5** 分と短く、
作業の効率UPにつながります。
ダレが少なく盛り上げ作業が簡単に行えます。

使いやすい **3** kg 包装。



包装 3kg×4

【物理的性質】	(試験方法 JIS T 6605 に準ずる)
【用途】	咬合器装着用
【混水比】	26%
【硬化時間】	5分
【色調】	アイボリー
【線硬化膨張】	0.07%
【圧縮強さ】	3.9 MPa

■販売店

■製造販売元



吉野石膏販売株式会社

本社：〒170-0002 東京都豊島区巢鴨1丁目8番3号
TEL.03-3944-6571 FAX.03-3944-6577
大阪営業所：〒538-0052 大阪府大阪市鶴見区横堤4丁目20番34号
TEL.06-6915-1250 FAX.06-6915-1255
福岡営業所：〒815-0004 福岡県福岡市南区高木1丁目14番8号-A
TEL.092-437-2112 FAX.092-437-2113
<https://yoshino-gypsum-sales.com>